

Veroval® Netzgerät

Deutsch

Bedienungsanleitung
Netzgerät für HARTMANN Veroval® Blutdruckmessgeräte

Produktbeschreibung

Das Stecknetzgerät wandelt die Wechselspannung von 100-240 V in eine Schutzkreisspannung um. Das Gerät ist nach der Medizinnorm IEC 60601-1 geprüft und ist zur Verwendung mit kompatiblen Veroval® Blutdruckmessgeräten bestimmt.


Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen








- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen.
- Bedienungsanleitung des Veroval® Blutdruckmessgerätes beachten.
- Netzgerät nur an dafür geeignete Spannungsquellen anschließen. Auf richtige Polarität achten.
- Das Netzgerät darf keinesfalls Regen, Feuchtigkeit oder großer Hitze ausgesetzt werden.
- Netzgerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.
- Netzgerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb nehmen.
- Netzgerät nicht öffnen oder Änderungen vornehmen. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Netzgerät nicht abdecken. Für ausreichende Kühlung sorgen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Netzgerät und Leitungen von brennbaren Gegenständen fernhalten.
- Reinigung nur mit einem leuchten Tuch. Keine Reinigungsmittel verwenden. Gerät nicht sterilisieren.

Hinweise zu Elektromagnetischer Verträglichkeit

- Das Gerät ist für den Betrieb in allen Umgebungen geeignet, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, einschließlich der häuslichen Umgebung.
- Das Gerät kann in der Gegenwart von elektromagnetischen Störströmen unter Umständen nur in eingeschränktem Maße nutzbar sein. Infolgedessen können z.B. Fehlfunktionen oder ein Ausfall des Display/Gerätes auftreten.
- Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte bedeckt werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.
- Die Verwendung von anderem Zubehör, als jenen, welches der Hersteller dieses Gerätes festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Gerätes zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.
- Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Gerätes führen.

Inbetriebnahme
Das Netzgerät ist betriebsbereit, sobald es in eine Netzsteckdose eingesteckt wird. Das Netzgerät darf nicht außerhalb der angegebenen Eingangsspannung betrieben werden, da es sonst zu einer Zerstörung des Gerätes kommen kann.

Technische Daten	
Typ:	LXCPI2-006060BEH
Artikelnummer:	925 391
Eingangsspannung:	100 – 240V AC, 50/60Hz
Max. Eingangsstrom:	500mA
Ausgangsspannung:	6V DC, 600mA, nur in Verbindung mit HARTMANN Veroval® Blutdruckmessgeräten
Max. Ausgangsstrom:	600mA
 Polarität des Gleichspannungsanschlusses	
Ausgangsschutz:	Schutz gegen Kurzschluss
Leerlaufverluste:	~ 0,075 Watt
Zulassungen:	Medizinnorm IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (in Übereinstimmung mit CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3)
Konformität:	CE-konform nach den Europäischen Richtlinien
Betriebsbedingungen:	Umgebungstemperatur: 10°C bis 40°C relative Luftfeuchtigkeit: 20 – 90 %, nicht kondensierend
Lager-/Transportbedingungen:	Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C relative Luftfeuchtigkeit: 20 – 90 %, nicht kondensierend
Abmessungen L x B x H in mm:	62 x 39 x 26 (ohne Netzstecker)

Zeichenerklärung:	
	Achtung
	Beachtung der Bedienungsanleitung
	Medizinprodukt
	Nicht im Freien verwenden (indoor use only)
	Schutzisoliert/Schutzklasse 2
	Symbol zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten
	Entsorgungshinweis Papppe

Veroval® Alimentatore

Italiano


Istruzioni per l'uso
Alimentatore per misuratori di pressione HARTMANN Veroval®







Descrizione del prodotto
L'alimentatore converte la tensione alternata di 100-240 V in una bassissima tensione di protezione (PELV). L'apparecchio è testato in conformità con la norma per apparecchiature elettromedicali IEC 60601-1 ed è adatto all'impiego con misuratori di pressione Veroval® compatibili.

- **Misure di sicurezza e precauzione**
- Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni per l'uso.
- Attenersi alle istruzioni per l'uso del misuratore di pressione Veroval®.
- Collegare l'alimentatore esclusivamente a fonti di alimentazione adeguate. Rispettare la polarità corretta.
- Non esporre l'alimentatore a pioggia, umidità o elevato calore.
- Utilizzare l'alimentatore solo in ambienti chiusi.
- In caso di danni non mettere in funzione l'alimentatore.
- Non aprire o apportare modifiche all'alimentatore. Le riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato autorizzato.
- Non coprire l'alimentatore. Garantire sufficiente raffreddamento. Non esporre alla luce solare diretta.
- Tenere l'alimentatore e i cavi lontani da oggetti infiammabili.
- Pulire esclusivamente con un panno umido. Non utilizzare detersivi. Non sterilizzare l'apparecchio.

- **Avvertenze sulla compatibilità elettromagnetica**
- L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo in qualsiasi ambiente riportato nelle presenti istruzioni per l'uso, incluso l'ambiente domestico.
- In determinate circostanze, in presenza di disturbi elettromagnetici l'apparecchio può essere utilizzato solo limitatamente. Ne possono conseguire ad es. messaggi di errore o un guasto del display/apparecchio.
- Evitare di utilizzare il presente apparecchio nelle immediate vicinanze di altri apparecchi o con apparecchi in posizione impiantata, poiché ciò potrebbe determinare un funzionamento non corretto. Qualora fosse comunque necessario un utilizzo nel modo prescritto, è opportuno tenere sotto controllo questo apparecchio e gli altri apparecchi in modo da assicurarsi che funzionano correttamente.
- L'utilizzo di altri accessori diversi da quelli stabiliti dal produttore dell'apparecchio o in dotazione con l'apparecchio può comportare la comparsa di significative emissioni elettromagnetiche di disturbo o ridurre la resistenza dell'apparecchio alle interferenze elettromagnetiche e a un funzionamento non corretto dello stesso.
- La mancata osservanza può ridurre le prestazioni dell'apparecchio.

Messa in funzione
L'alimentatore è pronto all'uso non appena viene collegato a una presa elettrica. L'alimentatore non può essere utilizzato al di fuori dei valori di ingresso indicati, in quanto potrebbe rovinarsi.

Dati tecnici	
Typo:	LXCPI2-006060BEH
Codice articolo:	925 391
Tensione di ingresso:	100 – 240 V CA, 50/60 Hz
Corrente di ingresso max.:	500mA
Tensione di uscita:	6V DC, 600mA, solo in combinazione con misuratori della pressione HARTMANN Veroval®
Corrente di uscita max.:	600 mA
 Polarità del collegamento di tensione continua	
Protezione uscita:	protezione contro cortocircuito
Perdite a vuoto:	~ 0,075 Watt
Autorizzazioni:	norma per apparecchiature elettromedicali IEC 60601-1 (Conformità con CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3)
Conformità:	conformità CE ai sensi delle direttive europee
Condizioni di funzionamento:	Temperatura ambiente: tra 10 °C e 40 °C Umidità relativa: 20-90%, senza condensa
Condizioni di conservazione / trasporto:	temperatura ambiente: tra -25 °C e +70 °C Umidità relativa: 20-90%, senza condensa
Dimensioni Lung'h. x Larg'h. x Alt. in mm:	62 x 39 x 26 (senza spina)

Spiegazione dei simboli:	
	Attenzione
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Dispositivo medico
	Non utilizzare all'aperto (indoor use only)
	Isolamento di protezione, classe di apparecchi 2
	Simbolo di identificazione di apparecchi elettrici ed elettronici

	Trocken aufbewahren
	Fertigungslosnummer
	Artikelnummer
	CE-Kennzeichnung gemäß europäischer Medizinprodukte-Bestimmungen
	Herstellungsdatum
	Hersteller
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	Distributor
	Verpackung umweltgerecht entsorgen
	Verpackung umweltgerecht entsorgen
	Verpackung umweltgerecht entsorgen
	Temperaturbegrenzung
	Luftdichte, Begrenzung

Garantiebedingungen
■ Für dieses hochwertige Qualitäts-Netzgerät gewähren wir entsprechend nachstehender Bedingungen 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
■ Garantieansprüche müssen innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Das Kaufdatum ist durch die Kaufquittung nachweisbar.
■ Innerhalb der Garantiezeit leistet HARTMANN kostenlosen Ersatz für sämtliche Material- und Fertigungsfehler am Gerät bzw. setzt dies wieder instand. Eine Verlängerung der Garantiezeit entsteht dadurch nicht.
■ Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen.
■ Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder unbefugte Eingriffe entstanden sind, werden von der Garantieleistung nicht erfasst. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Zubehöreile, die einer Abnutzung unterliegen. Schadensersatzansprüche sind auf den Warenwert beschränkt, der Ersatz von Folgeschäden wird ausdrücklich ausgeschlossen.
■ Im Garantiefall senden Sie bitte das Netzgerät mit der Kaufquittung direkt oder über Ihren Händler an den für Sie zuständigen Kundenservice in Ihrem Land.

Für Anwender / Patienten in der Europäischen Union und identischen Regulierungssystemen gilt: Sollte sich während oder aufgrund der Anwendung des Produktes ein schwerer Zwischenfall ereignen, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten sowie der jeweiligen nationalen Behörde des Mitgliedstaates, in welchem sich der Anwender/Patient befindet.

Packungsinhalt
1 Netzgerät
1 Bedienungsanleitung

Information zur Entsorgung von elektronischen Geräten
■ Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ist entsprechend gekennzeichnet.
■ Entsorgen Sie elektronische Geräte nie mit dem Haushaltsabfall. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit.

Kontaktadressen bei Kundenfragen

DE PAUL HARTMANN AG
Service Center Diagnostic
Friedrich-Pensler-Str. 17
21337 Lüneburg
customer.care.center@hartmann.info
www.veroval.de

0800-400-400-9 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands)
Mo.-Fr. von 8.00 bis 16.30 Uhr

AT UTS Geräte Service Ges.m.b.H.
Tel.: 0043 1 706 14 15
E-Mail: office@uts.at
www.veroval.at

CH IVF HARTMANN AG
8212 Neuhausen
www.veroval.ch

Made under the control of PAUL HARTMANN AG by
Globalcare Medical Technology Co., Ltd.
7th Building, 39 Middle Industrial Main Road
European Industrial Zone, Xiaolan Town
528415 Zhongshan City, Guangdong Province
Made in P.R.C.

EC REP Donawa Lifescience Consulting Srl
Piazza Albania, 10
00153 Rome
Italy

Stand der Information: 2020-04-14
Version 3
Irrtum und Änderungen vorbehalten

Veroval® AC/DC Adaptor

English


Operating instructions
AC/DC adaptor for HARTMANN Veroval® Blood Pressure Monitors








Product description
The main part plus converts the alternative voltage of 100-240 V to a safety extra low voltage. The device is tested according to the medical standard IEC 60601-1 and is intended for use with compatible Veroval® blood pressure monitors.

- **Safety and precautionary measures**
- Read the operating instructions before initial use.
- Observe the Veroval® blood pressure monitor instructions for use.
- Only connect the power supply unit to power sources that are suitable for this purpose. Ensure the polarity is correct.
- The power supply unit must never be exposed to rain, moisture or high heat.
- Only operate power supply unit indoors.
- Do not use the power supply unit when damaged.
- Do not open or modify the power supply unit. Repairs may only be carried out by authorised technical personnel.
- Do not cover the power supply unit. Ensure sufficient cooling. Do not expose to direct sunlight.
- Keep power supply unit and cables away from flammable items.
- Only clean with a damp cloth. Do not use any cleaning products. Do not sterilise device.

- **Notes on electromagnetic compatibility**
- The device is suitable for use in all environments listed in these instructions for use, including domestic environments.
- It may only be possible to use the device to a limited extent in the presence of electromagnetic disturbances. This could result in issues such as error messages or the failure of the display/device.
- Avoid using this device directly beside other devices or stacked on top of other devices, as this could result in faulty operation. However, if it is necessary to use the device in the manner described above, this device and the other devices must be monitored to ensure that they are working properly.
- The use of accessories other than those specified or provided by the manufacturer of this device may result in increased electromagnetic emissions or a decrease in the device's electromagnetic immunity and lead to faulty operation.
- Failure to comply with the above can impair the performance characteristics of the device.

Initial use
The power supply unit is ready for use once it is plugged into a mains socket. The power supply unit must not be used outside of the specified input values as this may lead to the device being destroyed.

Technical data	
Type:	LXCPI2-006060BEH
Item number:	925 391
Input voltage:	100 – 240V AC, 50/60Hz
Max input current:	500mA
Output voltage:	6V DC, 600mA, only in combination with HARTMANN Veroval® blood pressure monitors
Max output current:	600mA
 Polarity of the DC voltage connection	
Output current protection:	Protection against short circuit
No-load losses:	< 0.075 watts
Approvals:	Medical standard IEC 60601-1 (in compliance with CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3)
Conformity:	CE compliant as per European guidelines
Operating conditions:	Ambient temperature: 10 °C to 40 °C Relative humidity: 20 – 90 %, non-condensing
Storage / transport conditions:	Ambient temperature: -25 °C to +70 °C Relative humidity: 20 – 90 %, non-condensing
Dimensions L x B x H in mm:	62 x 39 x 26 (without mains plug)

Signs and symbols:	
	Caution
	Follow instructions for use
	Medical Device
	Do not use outdoors (indoor use only)
	Protective insulation/protection class 2
	Symbol for the marking of electrical and electronic equipment
	Cardboard recycling code

Subject to errors and changes

Veroval®

Keep dry

	Keep dry
	Batch code
	Catalogue number
	CE-marking according to European medical-device legislation
	Date of manufacture
	Manufacturer
	Authorised representative in the European Community (EC)
	Distributor
	Dispose of packaging in an environmentally responsible way
	Dispose of packaging in an environmentally responsible way
	Dispose of packaging in an environmentally responsible way
	Temperature limit
	Humidity limitation

Warranty conditions
■ We grant a 2-year warranty from the date of purchase for this high-quality power supply unit according to the conditions defined below.
■ Warranty claims must be asserted within the warranty period. The date of purchase must be proven by the purchase receipt.
■ Within the warranty period, HARTMANN will provide a replacement free of charge for any material and manufacturing defects on the device or will repair these defects. This does not result in an extension of the warranty period.
■ The device is only intended for the purpose described in these instructions for use.
■ Damage that has been caused by improper use or unauthorised operations are not covered by the warranty. Accessories that are subject to wear and tear are excluded from the warranty. Claims for damages are limited to the goods value; compensation for consequential loss is expressly excluded.
■ In the case of a warranty claim, please send the power supply unit with the purchase receipt to the responsible customer services department in your country either directly or via your dealer.

For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime: if, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.

Packaging contents
1 Power supply unit
1 Operating instructions








Information on disposal of electronic devices
■ This product is subject to the European Directive 2012/19/EU on Used Electrical and Electronic Equipment and is marked accordingly. Never dispose of electronic equipment in your household waste. Please obtain information about local regulations on the proper disposal of electrical and electronic products. Proper disposal protects the environment and human health.

Contact details for customer queries
ZA HARTMANN South Africa
Epsom Avenue, Northridge,
2194 Johannesburg
www.veroval.info
Tel. +27 860 4278 6266
ptzahelpdesk@hartmann.info

Made under the control of PAUL HARTMANN AG by
Globalcare Medical Technology Co., Ltd.
7th Building, 39 Middle Industrial Main Road
European Industrial Zone, Xiaolan Town
528415 Zhongshan City, Guangdong Province
P.R.C.

EC REP Donawa Lifescience Consulting Srl
Piazza Albania, 10
00153 Rome
Italy

Date of revision of the text: 2020-04-14 Version 3

	Caution
	Follow instructions for use
	Medical Device
	Do not use outdoors (indoor use only)
	Protective insulation/protection class 2
	Symbol for the marking of electrical and electronic equipment
	Cardboard recycling code

Subject to errors and changes

Veroval® Convertisseur AC/DC

Français


Mode de emploi
Bloc d'alimentation pour les tensiomètres Veroval® HARTMANN








Description du produit
Convertisseur AC/DC convertit la tension alternative de 100-240 V en basse tension de sécurité. L'appareil est testé selon la norme médicale CEI 60601-1 et est conçu pour l'utilisation avec les tensiomètres Veroval® compatibles.

- **Mesures de sécurité et de précaution**
- Lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil.
- Consulter le mode d'emploi du tensiomètre Veroval®.
- Ne brancher le bloc d'alimentation qu'à une source de tension adaptée. Veiller à respecter la polarité.
- En aucun cas, le bloc d'alimentation ne doit être exposé à la pluie, à l'humidité ou à de fortes chaleurs.
- Utiliser le bloc d'alimentation uniquement à l'intérieur.
- Le bloc d'alimentation ne doit pas être mis en marche s'il est endommagé.
- Ne pas ouvrir ni apporter de modifications à le bloc d'alimentation. Les réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens autorisés.
- Ne pas couvrir le bloc d'alimentation. Assurer un refroidissement suffisant. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Tenir le bloc d'alimentation et les câbles à l'écart d'objets inflammables.
- Ne nettoyer l'appareil qu'à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer l'appareil. Ne pas stériliser l'appareil.

- **Informations sur la compatibilité électromagnétique**
- L'appareil est prévu pour fonctionner dans tous les environnements indiqués dans ce mode d'emploi, y compris dans un environnement domestique.
- En présence d'interférences électromagnétiques, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'appareil. Vous pouvez alors rencontrer, par exemple, des messages d'erreur ou une panne de l'écran/del l'appareil.
- Éviter d'utiliser cet appareil à proximité immédiate d'autres appareils ou en l'implantant sur d'autres appareils, car cela peut provoquer des dysfonctionnements. S'il n'est pas possible d'éviter le genre de situation précédemment indiquée, il convient alors de surveiller cet appareil et les autres appareils afin d'éviter tout problème de fonctionnement.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet appareil peut provoquer des perturbations électromagnétiques accrues ou une baisse de l'immunité électromagnétique de l'appareil, et donc causer des dysfonctionnements.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une réduction des performances de l'appareil.

Mise en service
Le bloc d'alimentation est prêt à fonctionner dès qu'il est branché à une prise de courant. Le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé en dehors des valeurs d'entrée spécifiées, car cela pourrait entraîner la destruction de l'appareil.














Données techniques	
Typo:	LXCPI2-006060BEH
Référence de l'article :	925 391
Tension d'entrée :	100 – 240 V, 50/60 Hz
Courant d'entr. max.:	500mA
Tension de sortie :	6V DC, 600mA, uniquement avec les tensiomètres HARTMANN Veroval®
Courant de sortie max.:	600 mA
 Polarité du connecteur CC	
Protection de sortie :	protection contre les courts-circuits
Perdes à vide :	< 0,075 watts
Autorisations:	norme médicale IEC 60601-1 (en conformité avec CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3)
Conformité :	conformité CE selon les lignes directrices européennes
Conditions d'utilisation :	Température ambiante : 10 °C à 40 °C Humidité relative de l'air : 20 – 90 %, sans condensation
Conditions de stockage / transport:	Température ambiante : -25 °C à +70 °C Humidité relative de l'air : 20 – 90 %, sans condensation
Dimensions L x B x H en mm :	62 x 39 x 26 (sans câble d'alimentation)

Symboles utilisés :	
	Attention
	Veillez consulter le mode d'emploi
	Dispositif médical
	Ne pas utiliser en extérieur (utilisation en intérieur uniquement)
	Isolation de protection/classe de sécurité 2
	Symbole pour identifier les appareils électriques et électroniques
	Recyclage carton

Subject to errors and changes

Veroval®

Crainit l'humidité

	Crainit l'humidité
	Code de lot
	Référence catalogue
	Marquage CE en conformité avec la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux
	Date de fabrication
	Fabricant
	Représentant autorisé dans l'Union Européenne
	Distributeur
	Éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement
	Produit associé à une consigne de tri
	Produit associé à une consigne de tri
	Emballage à trier
	Limites de température

Conditions de garantie
■ Ce bloc d'alimentation de qualité est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat, sous certaines conditions.
■ Les demandes de garantie doivent être transmises pendant la période de garantie. La date d'achat est indiquée sur la facture.
■ Pendant la période de garantie, HARTMANN propose de dédommager gratuitement les défauts matériels et les défauts de fabrication de l'appareil ou de remettre ce dernier en état. Cela n'entraîne pas de prolongation de la période de garantie.
■ L'appareil est conçu uniquement pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi.
■ Les dommages causés par une mauvaise manipulation ou une intervention non autorisée sur l'appareil ne sont pas couverts par la garantie. Les accessoires soumis à l'usure normale sont exclus de la garantie. Les demandes de compensation sont limitées à la valeur des marchandises ; l'indemnisation des dommages consécutifs est expressément exclue.
■ En cas de demande de garantie, veuillez envoyer directement le bloc d'alimentation avec la facture ou prendre contact avec le service client du revendeur de votre pays.

Pour un patient/utilisateur/tiers dans l'Union européenne et dans les pays ayant un régime réglementaire identique ; si, lors de l'utilisation de cet appareil ou suite à son utilisation, un incident grave se produit, veuillez le signaler au fabricant et/ou à son représentant local autorisé et à votre autorité nationale.

Contenu de l'emballage
1 bloc d'alimentation
1 mode d'emploi

Informations concernant l'élimination des appareils électroniques
■ Ce produit répond à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et

Veroval® Adaptor AC/DC HARTMANN

Română

Instrucțiuni de utilizare

Adaptor AC/DC pentru tensiometrele HARTMANN Veroval®

Descrierea produsului
Alimentatorul de tensi transformă curentul alternativ al rețelei de 100-240V Intr-un curent de protecție mic. Aparatul este verificat conform standardului medical IEC 60601-1 și se poate utiliza împreună cu tensiometrele Veroval® compatibile.

Măsuri de siguranță și de precauție

- Înainte de punerea în funcțiune, citiți instrucțiunile de utilizare.
- Respectați instrucțiunile de utilizare ale tensiometrului Veroval®.
- Conectați aparatul numai la sursele de tensiune adecvate acestuia. Verificați polaritatea adecvată.
- Este obligatorie protejerea adaptorului de ploaie, umiditate sau temperaturi ridicate.
- Utilizați adaptorul numai în spații închise.
- Nu utilizați adaptorul dacă acesta este deteriorat.
- În cazurile existenței interferențelor electromagnetice, există posibilitatea ca aparatul să folosească faza dintr-o măsură limitată. După rezultat pot apărea mesaje de eroare sau o defecțiune a afișajului/aparaturii.
- Evitați utilizarea acestui aparat în imediata apropiere a altor aparate sau cu alte aparate suprapuse, deoarece acest lucru ar putea duce la o funcționare eronată.
- Dacă totuși este necesară utilizarea în modul menționat, trebuie să vă asigurați că acest aparat primum și celelalte aparate funcționează în mod corect/funcționează.
- Utilizarea altor accesorii decât cele stabilite sau puse la dispoziție de către producătorul acestui aparat poate cauza o creștere a emisilor electromagnetice sau o scădere a electromagnetice redusă a aparatului și poate duce la o funcționare eronată.
- Nerespectarea acestor indicații poate duce la diminuarea performanței aparatului.

Indicații privind compatibilitatea electromagnetică







- Aparatul este adecvat pentru utilizare în toate mediile prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare, inclusiv pentru utilizare la domiciliu.
- În cazul existenței interferențelor electromagnetice, există posibilitatea ca aparatul să folosească faza dintr-o măsură limitată. După rezultat pot apărea mesaje de eroare sau o defecțiune a afișajului/aparaturii.
- Evitați utilizarea acestui aparat în imediata apropiere a altor aparate sau cu alte aparate suprapuse, deoarece acest lucru ar putea duce la o funcționare eronată.
- Dacă totuși este necesară utilizarea în modul menționat, trebuie să vă asigurați că acest aparat primum și celelalte aparate funcționează în mod corect/funcționează.
- Utilizarea altor accesorii decât cele stabilite sau puse la dispoziție de către producătorul acestui aparat poate cauza o creștere a emisilor electromagnetice sau o scădere a electromagnetice redusă a aparatului și poate duce la o funcționare eronată.
- Nerespectarea acestor indicații poate duce la diminuarea performanței aparatului.

Punerea în funcțiune

Adaptorul este pregătit de funcționare imediat ce este introdus într-o priză de rețea. Adaptorul nu trebuie să fie utilizat în afara valorilor de intrare date. În caz contrar, aparatul poate fi distrus.













Date tehnice	
Tip:	LXCP12-006060BEH
Număr de articol:	925 391
Tensiune de intrare:	100 – 240V c.a., 50/60Hz
Curent de intrare maxim:	0,5 mA
Tensiune de ieșire:	6V c.c., 600mA, numai împreună cu tensiometrele HARTMANN Veroval®
Curent de ieșire maxim:	600mA
Protecție ieșire:	Polaritate racordului de tensiune continuă
Protecție ieșire:	Protecție împotriva scurtcircuitului
Pierdere în stare de repaus:	< 0,075 Watt
Aprobări:	Standard medical IEC 60601-1 (în conformitate cu CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3)
Conformitate:	Conformitate CE, conform directivei europene
Condiții de funcționare:	Temperatura ambiantă: 10 °C până la 40 °C <p>Umiditate relativă a aerului: 20 – 90 %, fără condens</p>
Condiții de depozitare:	Temperatura ambiantă: -25 °C până la +70 °C <p>Umiditate relativă a aerului: 20 – 90 %, fără condens</p>
Dimensiuni (L x l x H) în mm:	62 x 39 x 26 (fără adaptor)

Explicația simbolurilor:

	Atenție
	Respectați instrucțiunile de utilizare
	Dispozitiv medical
	A nu se utiliza în spații deschise (a se utiliza numai în spații închise)
	Izolajle de protecție, clasa de aparate 2
	Simbol pentru identificarea dispozitivelor electrice și electronice

Veroval® Ambalaj reciclabil HARTMANN

A se proteja împotriva umezelii

	Numărul lotului
	Număr/Cod de referință
	Marcat CE în conformitate cu dispozițiile europene referitoare la dispozitivele medicale
	Data de producție
	Producător
	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
	Distribuitor
	Eliminai ambalajul în mod ecologic
	Eliminai ambalajul în mod ecologic
	Eliminai ambalajul în mod ecologic
	Limită de temperatură
	Umiditate a aerului, limită

- Condiții de garanție**
 - Pentru acest adaptor de înaltă calitate, garanția acordată este de 2 ani de la data achiziționării, în conformitate cu următoarele condiții.
 - Solicitanții de garanție trebuie să fie efectuate pe perioada garanției. Data achiziționării trebuie să fie dovedită prin dovada de achiziționare.
 - Pe parcursul perioadei de garanție, HARTMANN asigură înlocuirea gratuită în cazul defectelor la nivelul materialelor și daunele de fabricație de la nivelul aparatului, sau repararea acestuia. Prolungirea perioadei de garanție nu este posibilă.
 - Aparatul poate fi folosit numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
 - Daunele provocate de utilizarea necorespunzătoare sau de intervențiile neaprobate sunt excluse de la garanție. Se exclud de la garanție accesoriile sauze utilizate. Solicitanții de despăgubire a daunelor sunt limitați de valoarea bunurilor, despăgubirile pentru daune ulterioare este exclusă.
 - Pentru aplicarea garanției, expediția adaptorului, împreună cu dovada de achiziționare, serventiul pentru clientii din țara dumneavoastră fie direct, fie prin intermediul furnizorului.

Pentru un pacient/utilizator/terță parte din Uniunea Europeană și din țări cu un regim de reglementare identic, dacă, pe durata utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a utilizării sale are loc un incident grav, vă rugăm să îl raportați producătorului și/sau reprezentantului autorizat al acestuia, precum și autorității dvs. naționale.

Conținutul pachetului

1 adaptor
1 exemplar instrucțiuni de utilizare

Informații privind eliminarea ca deșeu a dispozitivelor electrice


Acet produs intră sub incidența Directivei europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și este marcat cu simbolul de reciclare a aparaturii electronice împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să vă informați cu privire la dispozițiile locale referitoare la eliminarea corectă a produselor electrice și electronice.
Eliminarea corectă servește la protecția mediului înconjurător și a sănătății umane.

Date de contact pentru întrebări ale clienților

RO	SC PAUL HARTMANN SRL <p>Sr. Giacomio Puccini Nr. 8A 020194 București Tel: 021 204 9497</p>
----	--

Înlocuitor sub supravegherea PAUL HARTMANN AG de
Globacare Medical Technology Co., Ltd.
7th Building, 39 Middle Industrial Main Road
European Industrial Zone, Xiaolan Town
528415 Zhongshan City, Guangdong Province
P.R.C.

	Donawa Lifescience Consulting Srl <p>Piazza Albania, 10 00153 Roma Italia</p>
---	---

	Donawa Lifescience Consulting Srl <p>Piazza Albania, 10 00153 Roma Italia</p>
	Donawa Lifescience Consulting Srl <p>Piazza Albania, 10 00153 Roma Italia</p>
	Donawa Lifescience Consulting Srl <p>Piazza Albania, 10 00153 Roma Italia</p>

Data revizuirii textului: 2020-04-14 Versiunea 3

Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor

Veroval® Hălăzoati egység HARTMANN

Magyar

Kezelési útmutató

Hălăzoati egység HARTMANN Veroval® vérnyomásmérő készülékekhez

Termékleírás
A hălăzoati egység alkalmas a 100-240 V-os váltóáramot érvénytelenítélműtőfeszültségűre. A készülék megfelel az IEC 60601-1 egészségügyi szabványrának, és a kompatibilis Veroval® vérnyomásmérő készülékekkel használható.

Biztonsági és óvintézkedések

- Üzembé helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
- Vegye figyelembe a Veroval® vérnyomásmérő készülék kezelési útmutatóját.
- A hălăzoati egységet csak erre a célra alkalmas feszültségforrásra szabad csatlakoztatni. Ügyeljen a helyes polarításra.
- A hălăzoati egységet semmiképp sem érheti eső, nedvesség, vagy nagyobb hő.
- A hălăzoati egységet csak zárt terekben használja.
- Ne használja a hălăzoati egységet, ha az károsodott.
- Ne nyissa fel vagy végezzen módosításokat a hălăzoati egységen. A javítást csak arra felhatalmazott szakember végezheti.
- Ne tartsa ke a hălăzoati egységhez. Gondoskodjon a megfelelő hőszűrlől. Ne tyeje ki közvetlen napfénynek.
- Tartsa a hălăzoati egységet és annak vezetékeit éghető tárgyaktól távol.
- Csak enyhén nedves kendővel szabad tisztítani. Ne használjon tisztítószereket. Ne sterilizálja a készüléket.

Elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos tudnivalók

- A készülék az ebben a használati útmutatóban leírt összes környezetben történő használatra alkalmas, beleértve az otthoni használatot.
- A készülék elektromágneses zavarok közepében csak korlátozott mértékben használható. Azok következtében a hibaelvezés vagy a kijelzőkészletek hibája lehetséges fel.
- Kerülni kell ezen készülék használatát közvetlenül egyéb készülékek mellett, illetve egyéb készülékek egymásra rakva, mivel az hibás működést idézhet elő. Amennyiben mégis elkerülhetetlené válna a fent leírtak szerinti használat, ezen készüléket és a többi készüléket e elrendezés kell helyes működés szempontjából.
- A készülék gyártója által ajánlottaktól vagy rendelkezésre bocsátottaktól eltérő tartozékok használata megnehezítheti elektromágneses sugárzású vagy a készülék elektromágneses stabilitásának csökkenésével járhat, és hibás működéshez vezethet.
- Ennek figyelem kívül hagyása a készülék teljesítményének csökkenésével járhat.







Üzembé helyezés

A hălăzoati egység üzemszerű, amint csatlakoztatva van egy hălăzoati aljzathoz. A hălăzoati egységet tilos a megadott bemeneti értékekkel kívül használni, mivel az a berendezés károsodását okozhatja.


Műszaki adatok


Tipus:	LXCP12-006060BEH
Cikkszám:	925 391
Bemenő feszültség:	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Max. bemenő áramerősség:	0,5 mA
Kimeneti feszültség:	6V egyenáram, 600mA, csak HARTMANN Veroval® vérnyomásmérőkkel kombinálva
Max. kimenő áramerősség:	600 mA
	Az egyenfeszültségű csatlakozás polarítása
Kimenő védelem:	Zárlat elleni védelem
Ürésjárati fogyasztás:	< 0,075 Watt
Engedélyek:	IEC 60601-1 egészségügyi szabvány (Megegyezik a következővel: CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3)
Megfelelések:	Megfelel az európai CE-tárgyaknak
Üzemi feltételek:	Környezeti hőmérséklet: 10 °C – 40 °C <p>relatív páratartalom: 20 – 90%, nem kondenzálódó</p>
Tárolási feltételek:	Környezeti hőmérséklet: -25 °C – +70 °C <p>relatív páratartalom: 20 – 90%, nem kondenzálódó</p>
Méretes mm-ben: (H x Sz x Ma)	62 x 39 x 26 (hălăzoati egység nélkül)

Jelmagyarázat:

	Kérjük, vegye figyelembe!
	Kérjük, olvassa el a használati utasítást!
	Orvostechnikai eszköz
	Ne használja kültérben (indoor use only)
	Védőfeszítéssel, 2-es védelmi osztály
	Az elektromos és elektronikus berendezéseket azonosító szimbólum

Made under the control of PAUL HARTMANN AG by
Globacare Medical Technology Co., Ltd.
7th Building, 39 Middle Industrial Main Road
European Industrial Zone, Xiaolan Town
528415 Zhongshan City, Guangdong Province
P.R.C.

	Donawa Lifescience Consulting Srl <p>Piazza Albania, 10 00153 Rome Italy</p>
---	--

	Donawa Lifescience Consulting Srl <p>Piazza Albania, 10 00153 Rome Italy</p>
---	--

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2020-04-14 Versió 3

Veroval® Sítový adaptér HARTMANN

Česky

Návod k použití
Sítový adaptér pro tlakoměry HARTMANN Veroval®

Popis produktu
Sítový zdroj měří střídavé napětí 100–240 V a ochranné nízké napětí. Přístroj je testován podle zdravotnické normy IEC 60601-1 a je určen k používání s kompatibilními tlakoměry Veroval®.




Bezpečnostní a preventivní opatření

- Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k použití.
- Dodržujte návod k používání tlakoměru Veroval®.
- Sítový zdroj připojujete pouze k vhodným zdrojům napětí. Dbejte na správnou polaritu.
- Sítový zdroj nevystavujte déle, vlhkosti ani vysokým teplotám.
- Sítový zdroj používejte pouze v uzavřených prostorech.
- Poškozený sítový zdroj nepoužívejte.
- Sítový zdroj neovívejte a neprovádějte žádné změny přístroje. Opravy smí provádět pouze autorizovaný kvalifikovaný technik.
- Sítový zdroj nezakrýváte. Zajistěte dostatečné chlazení. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Sítový zdroj a kabely nepoužívejte v blízkosti hořlavých předmětů.
- Čistěte pouze suchou utěrkou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Přístroj nesterilizujte.








Poznámky k elektromagnetické kompatibilitě

- Přístroj je vhodný pro použití ve všech prostředích, které jsou uvedena v tomto návodu k použití, včetně domácího prostředí.
- Přístroj je při výskytu elektromagnetických poruchových veličin používat podle okolností jen v omezené míře. V důsledku toho se mohou například objevit chybová hlášení nebo může dojít k výpadku displeje/přístroje.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných přístrojů nebo s přístroji naskládávanými na sobě; nebyť by mohlo dojít k chybnému způsobu provozu. Pokud by však bylo použití ve výše uvedené podobě nutné, měli byste tento přístřj i ostatní přístroje sledovat a přesvědčit se, že pracují správně.
- Používání jiného příslušenství, než které určil nebo poskytl výrobce tohoto přístroje, může mít za následek zvýšené rušivé elektromagnetické záření nebo sníženou elektromagnetickou odolnost přístroje a způsobit chybný způsob provozu.
- Nerespektování těchto pokynů může způsobit omezení výkonu přístroje.

Uvedení do provozu
Sítový zdroj je připraven k provozu, jakmile je zapojen do zásuvky. Sítový zdroj se nesmí používat mimo uvedené vstupní hodnoty, nebyť by mohlo dojít k jeho znečištění.











Technické údaje	
Typ:	LXCP12-006060BEH
Číslo výrobku:	925 391
Vstupní napětí:	100–240 V AC, 50/60 Hz
Max. vstupní proud:	0,5 mA
Výstupní napětí:	6V DC, 600mA, s tlakoměry HARTMANN Veroval®
Max. výstupní proud:	600 mA
	polarita přípojky jednosměrného napětí
	Výstupní ochrana: ochrana proti zkratu
	Ztráty při chodu naprázdno: < 0,075 W
Schválení:	norma EN 60601-1 pro zdravotnické elektrické přístroje (Shoda s normou CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3)
Shoda:	označení CE podle evropských norem
Provozní podmínky:	okolní teplota: 10 °C až 40 °C <p>relativní vlhkost vzduchu: 20–90 %, nekondenzující</p>
Skádkovací podmínky:	okolní teplota: -25 °C až +70 °C <p>relativní vlhkost vzduchu: 20–90 %, nekondenzující</p>
Rozměry	62 × 39 × 26 mm (bez síťové zástrčky) <p>Ø x L x H (mm):</p>

Vysvětlení symbolů:

	Pozor
	Dodržení návodu k použití
	Zdravotnický prostředek
	Nepoužívejte venku (indoor use only)
	Ochranná izolace I třída ochrany 2
	Symbol k označení elektrických a elektronických přístrojů
	Pokyn pro likvidaci lepenky

Veroval® Chránit před vlhkem HARTMANN

Kód dávký

	Katalogové číslo
	Značka CE v souladu s nařízením EU o zdravotnických prostředcích
	Datum výroby
	Výrobce
	Zpřnomocnění v Evropském společenství
	Distributor
	Informace o nakládání s obalem
	Informace o nakládání s obalem
	Omezení teploty
	Omezení vlhkosti

- Záruční podmínky**
 - Na tento výrobek kvalitní síťový zdroj poskytuje záruku 2 roky od data prodeje podle níže uvedených podmínek.
 - Nárok na záruku musí být uplatněn během záruční lhůty. Datum prodeje se prokazuje předložením dokladu o prodeji.
 - Během záruční lhůty společnost HARTMANN poskytuje bezplatnou náhradu za veškeré chybové a výrobní vady nebo přístroj oprav. K prodloužení záruční doby v takovém případě nedochází.
 - Přístroj lze používat pouze k účelům uvedeným v tomto návodu k použití.
 - Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou likvidací nebo neoprávněnými zásahy do přístroje. Ze záruky jsou vyloučeny dily příslušenství, které podléhají opotřebení. Nároky na náhradu škody jsou omezeny na hodnotu zboží; náhrada následných škod je výslovně vyloučena.
 - V případě uplatnění záruky zašlete síťový zdroj s dokladem o prodeji přímo nebo prostřednictvím prodejce na příslušnou adresu zákaznického servisu ve vaší zemi.

Pro pacientův/uzivatele/třetí strany v Evropské unii a v zemích se stejným zdravotním regulačním rámcem platí: Ze pokud dojde při používání tohoto prostředku nebo v důsledku jeho používání k závažné události, je nutné ji nahlásit výroční alebo jeho autorizovanému zástupci a příslušným orgánům.

Obsah balení

1 síťový zdroj
1 návod k použití

Informace o likvidaci elektronických zařízení

Na tento výrobek se vztahuje evropská směrnice 2012/19/UE o odpadech elektrických a elektronických zařízeních, a výrobek je proto takto označen.

Elektronická zařízení nikdy nelikvidujte s domovním odpadem. Informujte se o místních předpích pro správnou likvidaci elektrických a elektronických výrobků. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví.

Kontaktní údaje v případě dotazů

CZ Zákaznický servis
HARTMANN-RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Býdkva
bezplatná telefonní linka: 800 100 150
www.veroval.cz

Made under the control of PAUL HARTMANN AG by
Globacare Medical Technology Co., Ltd.
7th Building, 39 Middle Industrial Main Road
European Industrial Zone, Xiaolan Town
528415 Zhongshan City, Guangdong Province
P.R.C.

	Donawa Lifescience Consulting Srl <p>Piazza Albania, 10 00153 Rome Italy</p>
---	--

	Donawa Lifescience Consulting Srl <p>Piazza Albania, 10 00153 Rome Italy</p>
---	--

	Donawa Lifescience Consulting Srl <p>Piazza Albania, 10 00153 Rome Italy</p>
---	--

	Donawa Lifescience Consulting Srl <p>Piazza Albania, 10 00153 Rome Italy</p>
---	--

Português

Instruções de utilização
Transformador para tensiômetros HARTMANN Veroval®