

SMARTY[®] SAVER PLUS

Návod k použití
Uživatelská příručka
Podręcznik użytkownika

CZ
SK
PL
UG-SSP-CZSKPL
Rev. A2/2024

WITHIN
EVERYONE'S
REACH



SM3-B1003

Poloautomatický: Maximální možná energie 200J
Poloautomatická: Maximálna dodateľná energia 200J
Półautomatyczny: Maksymalna dostarczana energia 200J

SM4-B1004

Plně automatický: Maximální možná energie 200J
Plne automatická: Maximálna dodateľná energia 200J
W pełni automatyczny: Maksymalna dostarczana energia 200J



AMI ITALIA[®]

MEDICAL DEVICES

**AED
DAE
DEA**

Použití defibrilátoru je určeno k ošetření dospělých a pediatrických pacientů postižených náhlou srdeční zástavou. Používat jej lze pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

- pacient je v bezvědomí;**
- pacient nedýchá;**
- pacient nemá srdeční tep.**

Defibrilátory je možné používat jak ve zdravotní péči a v oblasti nouzových zásahů (sanitky, pohotovost atd.), tak i v prostředí mimo zdravotní péči (veřejná nebo soukromá zařízení). Předpisy upravující požadavky na používání a školení pro zařízení AED se v jednotlivých zemích liší. Přísně dodržujte místní právní předpisy a nařízení pro používání automatických externích defibrilátorů. V každém případě se doporučuje absolvovat školení BLS-AED, abyste dokázali zajistit efektivní zásah v nouzových případech jak s použitím defibrilátoru, tak při provádění KPR.

Použitie defibrilátorov je určené na liečbu dospelých a pediatrických pacientov postihnutých náhlou zástavou srdca. Môže sa použiť iba, ak sa splnia všetky nasledujúce podmienky:

- pacient je v bezvedomí**
- pacient nedýcha**
- pacient nemá pulz**

Defibrilátory sa môžu používať v prostredí zdravotnej starostlivosti aj na pohotovostiach (ambulancie, pohotovostné oddelenia atď.) a v prostredia bez zdravotnej starostlivosti (verejně alebo súkromné miesta). Nariadenia určujúce požiadavky týkajúce sa použitia a školenia pre pomôcky AED (Automatický externý defibrilátor) sa líšia podľa krajiny. Prísne dodržiavajte miestne zákony a nariadenia pre použitie automatických externých defibrilátorov. Každopádne sa odporúča absolvovať BLS (Základy prvej pomoci a Defibrilácia) školiaci kurz, aby ste boli schopní účinne zasiahnuť v núdzovom prípade použitia defibrilátora a pri vykonaní kardiopulmonálnej resuscitácie.

Użycie defibrylatora jest zalecane w leczeniu pacjentów dorosłych i dzieci, u których doszło do zatrzymania krążenia. Defibrylator może być stosowany tylko wtedy, gdy spełnione są poniższe warunki:

- **pacjent jest nieprzytomny**
- **pacjent nie oddycha**
- **pacjent nie ma wyczuwalnego tętna**

Defibrylatory mogą być użyte zarówno w zakładach opieki zdrowotnej, w warunkach ratunkowych (karetka, izby przyjęć itp.), oraz w środowiskach niezwiązanych z opieką zdrowotną (miejsca publiczne lub prywatne). Przepisy regulujące wymagania dotyczące użycia i szkoleń związanych z obsługą defibrylatorów AED różnią się w zależności od kraju.

Należy ściśle przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Niezależnie od przypadku zalecamy uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy BLS-AED (Podstawowe zasady ratowania życia i defibrylacja), aby móc skutecznie interweniować w nagłych wypadkach, zarówno w zakresie użycia defibrylatora, jak i wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)



Vzhľadom k tomu, že sa jedná o záchranný prostriedok, **AED** musí byť vždy k dispozícii a pripraveno k použitiu; z tohoto dôvodu musí byť k zariadeniu vždy pripojená batéria. Keďže ide o život zachraňujúcu pomôcku, **AED** musí vždy byť k dispozícii a pripravená na použitie; preto batéria vždy musí byť pripojená k pomôcke. Jako urządzenie ratujące życie, defibrylator **AED** musi być zawsze dostępny i gotowy do użycia, dlatego bateria musi zawsze znajdować się w urządzeniu.

ZAVOLEJTE NA PŘÍSLUŠNÉ ČÍSLO ZÁCHRANNÉ SLUŽBY!
ZAVOLAJTE NA ČÍSLO TIESŇOVEJ LINKY!
ZADZWONIĆ NA LOKALNY NUMER ALARMOWY!

1

ZAHÁJENÍ ZÁCHRANY
ZAČIATOK ZÁCHRANY
ROZPOCZYNIANIE AKCJI RATUNKOWEJ


Zařízení zapněte
Zapnite pomôčku
Włączyć urządzenie



Postupujte dle
hlasových pokynů
Riadte sa hlasovými
výzvami
Postępować zgodnie z
instrukcjami głosowymi



Připravte pacienta
Pripravte pacienta
Przygotować pacjenta




2

UMÍSTĚNÍ ELEKTROD
POLOHA ELEKTRODY
ZAŁOŻENIE ELEKTRODY


Zapojte konektor elektrod a
vyberte pacienta
Pripojte PAD konektor a
vyberte pacienta
Podłączyć elektrody PAD do
złączy i wybrać pacjenta



Otevřete a vyjměte elektrody
Otvorte a vyberte film
Otwórz i wyjmij folię



Aplikujte na pacienta
Aplikujte na pacienta
Nałożyć na pacjenta



Ve výchozím nastavení se přístroj spustí v režimu ADULT, pro přepnutí do pediatrického režimu je třeba před připojením elektrod k pacientovi stisknout příslušnou klávesu na klávesnici.

Predvolene sa prístroj spustí v režime ADULT, ak chcete prepnúť do pediatrického režimu, musíte pred pripojením elektród k pacientovi stlačiť príslušné výberové tlačidlo na klávesnici.

Domyślnie urządzenie uruchamia się w trybie ADULT, aby przełączyć na tryb Pediatric należy nacisnąć odpowiedni przycisk wyboru na klawiaturze przed podłączeniem elektrod do pacjenta.


ZAVOLEJTE NA PŘÍSLUŠNÉ ČÍSLO ZÁCHRANNÉ SLUŽBY!
ZAVOLAJTE NA ČÍSLO TIESŇOVEJ LINKY!
ZADZWONIĆ NA LOKALNY NUMER ALARMOWY!

3

ANALÝZA A VÝBOJ
ANALÝZA A ŠOK
ANALIZA I WSTRZĄS

Analýza srdečního rytmu
Analýza srdcového rytmu
Analiza rytmu serca

7.



Stiskněte tlačítko výboje
Stlačte tlačidlo šoku
Nacisnąć przycisk wstrząsu

8.



4

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
KARDIOPULMONÁLNA RESUSCITÁCIA
RESUSCYTACJA KRAŻENIOWO-ODDECHOWA

Proved'te 30 stlačenŭ
Urobte 30 stlačenŭ
Wykonać 30 uciśnieć

9.



Proved'te 2 vdechy
Vykonajte 2 insulácie
Wykonać 2 wdechy

10.



Plně automatický model uvolní výboj automaticky bez stisknutí tlačítka výboje po výstražném hlasovém hlášení.

Úplně automatický model zabezpečí šok automaticky, bez stlačení tlačidla šok, po varovnej hlasovej správe.

Model w pełni automatyczny, po komunikacie głosowym, wykona wstrząs automatycznie, bez konieczności naciśnięcia przycisku wstrząsu.



Metronom bude sledovat počet stlačenŭ a jejich frekvenci.

Metronóm naskenuje číslo a frekvenciu stlačenŭ.

Metronom skanuje liczbę i częstotliwość uciśnieć.



1

Defibrilátor
Defibrilátor
Defibrylator



2

Nenabíjecí baterie
Nenabíjateľná batéria
Nieładowna bateria



3

Pár univerzálních elektrod
Pár univerzálnych elektród
Para uniwersalnych elektrod



4

Přenosná taška
Prenosný kufrik
Futerał



5

Externí modul Q-CPR
Externý Q-CPR modul
Zewnętrzny moduł Q-CPR



6

Návod k použití
Uživatelská příručka
Podręcznik użytkownika



Pečlivě se seznámte s návodem k použití, který si lze stáhnout z našich webových stránek www.amiitalia.com
Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku, kterou si můžete stáhnout z webového sídla www.amiitalia.com
Uważnie przeczytać instrukcję obsługi do pobrania ze strony www.amiitalia.com

1

Zapojte baterii.
Pripojte batériu
Włóżć baterię

2

Automatické spuštění
Automatické spustenie
Automatyczne uruchamianie

3

Spusťte aktivační test a postupujte dle
hlasových pokynů poskytovaných AED.
Spustenie aktivačného testu, riadte sa
hlasovými správami poskytnutými pomocou AED
Po rozpoczęciu testu aktywacji, postępujć
zgodnie z komunikatami głosowymi AED

1.



2.



3.



V případě automatického modelu se stisknutí tlačítka výboje nevyžaduje, postupujte dle hlasových pokynů **AED**
Pre automatický model sa stlačenie tlačidla Šok nepožaduje, riadte sa hlasovými pokynmi **AED**

W przypadku modelu automatycznego naciśnięcie przycisku defibrylacji nie jest wymagane, należy postępować zgodnie ze słyszanyimi instrukcjami głosowymi **AED**



*U automatického modelu je tlačítko výboj nahrazeno ikonou „auto shock“, která oznamuje blížící se automatický výboj.

Č.	Funkce	Č.	Funkce
1	Tlačítko pro výběr pediatrického režimu. Volba režimu pro pediatrického pacienta v kombinaci s univerzálními elektrodami.	10	Červená LED kontrolka V pohotovostním režimu: stav chyby zařízení
2	Tlačítko pro výběr režimu dospělého. Volba režimu pro dospělého pacienta v kombinaci s univerzálními elektrodami.	11	LED dioda „připojení ke snimači kvality CPR“ Pokud LED dioda svítí, znamená to, že je aktivní připojení Bluetooth s modulem Q-CPR.
3	Indikátor „UMÍSTĚTE ELEKTRODY“ ELEKTRODY aplikujte na tělo pacienta.	12	Port pro připojení elektrod
4	LED lišta CPR Poskytuje zpětnou vazbu Q-CPR	13	Mikrofon SMARTY SaverPlus
5	Indikátor „Nedotýkat se“ Ikona se svítícími LED diodami a varováním: nedotýkejte se pacienta	14	Reproduktor SMARTY SaverPlus
6	*Tlačítko pro výboj Aktivace defibrilačního výboje	15	Prostor na baterii
7	Indikátor KPR. Zahájení kardiopulmonální resuscitace	16	Kontaktní kolíky
8	Tlačítko „ON/OFF“ Zapnutí/vypnutí zařízení	17	μSD paměťová karta a USB-C port
9	Zelená LED kontrolka V pohotovostním režimu: stav připraveno k použití		



Č.	Funkcia	Č.	Funkcia
1	Volič pediatrického režimu Pre voľbu pediatrického pacienta na liečbu s univerzálnymi PAD	10	Červená ovládacia LED V režime stand-by: Stav chyby
2	Volič režimu pre dospelých Pre voľbu dospelého pacienta na liečbu s univerzálnymi PAD	11	LED „pripojenie so snímačom CPR Quality“ Ak LED je zapnutá, signalizuje, že pripojenie Bluetooth s modulom Q-CPR je aktivované
3	Ikona „Umiestnite PAD“ Umiestnite PAD na hrud pacienta	12	Port konektora PAD
4	Lišta CPR LED Poskytuje spätnú väzbu Q-CPR	13	Mikrofón defibrilátora SMARTY SaverPlus
5	Ikona „Nedotýkať sa“ Nedotýkajte sa pacienta	14	Reproduktor defibrilátora SMARTY SaverPlus
6	*Tlačidlo šok Na spôsobenie šoku	15	Priehradka pre batériu
7	Ikona CPR Spustíte kardiopulmonálnu resuscitáciu	16	Kontaktné kolíky
8	Hlavný vypínač Na ZAPNUTIE/YYPNUTIE pomôcky	17	μSD Pamäťová karta a USB slot
9	Zelená ovládacia LED V režime stand-by: Stav Pripravená na použitie		



*V automatickom modeli je tlačidlo nárazu nahradené ikonou „auto shock“, ktorá oznamuje blížiaci sa automatický náraz.



Nr.	Funkcja	Nr.	Funkcja
1	Przełącznik trybu pediatrycznego Wybór pacjenta pediatrycznego do leczenia za pomocą uniwersalnych elektrod PAD	10	Czerwona kontrolka LED Tryb gotowości: Status błędu
2	Przełącznik trybu dla dorosłych Wybór pacjenta dorosłego do leczenia za pomocą uniwersalnych elektrod PAD	11	LED "połączenie z czujnikiem CPR Quality" Jeśli kontrolka LED świeci się, oznacza to, że połączenie Bluetooth z modulem Q-CPR jest aktywne
3	Ikona „Złożyć elektrody PAD” Umieścić elektrody PAD na klatce piersiowej pacjenta	12	Port złącza elektrod PAD
4	Pasek LED CPR zapewnia feedback Q-CPR	13	Mikrofon SMARTY SaverPlus
5	Ikona „Nie dotykać” Nie dotykać pacjenta	14	Głośnik SMARTY SaverPlus
6	*Przycisk wstrząsu Wywoływanie wstrząsu	15	Komora na baterie
7	Ikona CPR Rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową	16	Styki
8	Przycisk WŁ/WYŁ Ustawienie urządzenia w trybie ON/OFF	17	Karta pamięci μSD i gniazdo USB
9	Zielona kontrolka LED Tryb gotowości: Status gotowości do użycia		



*W modelu automatycznym przycisk wstrząsu jest zastąpiony ikoną "auto shock", która informuje o zbliżającym się automatycznym wyładowaniu.

Q-CPR

SMARTY SaverPlus pomáhá obsluze při správném provádění srdeční masáže během kardiopulmonální resuscitace, a to díky modulu Q-CPR (SMT-C14034*).

Tento modul Q-CPR představuje externí zařízení, které dokáže měřit hloubku a frekvenci prováděných stlačení a poskytovat zpětnou vazbu do zařízení **SMARTY SaverPlus** přes Bluetooth.


Pomůcka **Smarty Saver Plus** pomáhá pracovníkovi obsluhy při správnom vykonávaní masáže srdca, počas kardiopulmonálnej resuscitácie, vďaka modulu Q-CPR (SMT-C14034*)
Tento modul Q-CPR, externé zariadenie je schopné merať hĺbku a frekvenciu vykonaných stlačení a odoslať spätnú väzbu do pomôcky **SMARTY SaverPlus** cez Bluetooth

SMARTY SaverPlus pomaga operatorowi w prawidłowym wykonaniu masażu serca podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej dzięki modułowi Q-CPR (SMT-C14034*)

Moduł Q-CPR, jako urządzenie zewnętrzne, jest w stanie mierzyć głębokość i częstotliwość wykonywanych ucisków i wysyłać informacje do urządzenia **SMARTY SaverPlus** przez Bluetooth

ŠKÁLA LED DIOD S POSTUPNÝM ROZSVĚCOVÁNÍM:

Svítilící červená LED dioda: Nedostatečný nebo nadměrný tlak
Svítilící červená a oranžová LED dioda: Dosud nedostatečný tlak
Svítilící červené, oranžová a žlutá LED dioda: Téměř dostatečný tlak
Svítilící červená, oranžová, žlutá a zelená LED dioda: Správný tlak



LED ŠKÁLA S POSTUPNÝM ROZSVIETENÍM:

Červená LED zapnutá: Nedostatočný alebo nadmerný tlak
Červená a oranžová LED zapnutá: Tlak ešte nedostatočný
Červená, oranžová a žltá LED zapnutá: Takmer dostatočný tlak, červená, oranžová, žltá a zelená LED zapnutá: Správny tlak

SKALA LED Z PROGRESYWNYM PODŚWIETLENIEM:

Czerwona kontrolka LED świeci się: Zbyt małe lub nadmierne ciśnienie
Czerwona i Pomarańczowa kontrolka LED świeci się:
Wciąż niewystarczające ciśnienie
Czerwona, Pomarańczowa i Żółta kontrolka LED świeci się:
Prawie wymagane ciśnienie Czerwona, Pomarańczowa,
Żółta i Zielona kontrolka LED świeci się: Prawidłowe ciśnienie




*Viz část příslušenství, modul Q-CPR SMT-C14034; podrobnější informace najdete ve specifickém návodu k použití.

*Pozri oddiel príslušenstva, modul Q-CPR SMT-C14034; viac informácií nájdete v špecifickom návode na použitie.

*Patrz sekcja akcesoriów, Q-CPR Module SMT-C14034; w celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Zdroj elektrického napájení AED Napájanie napájacieho zdroja AED Zasilanie AED



SMT-C14031

Nenabíjecí baterie
Nenabíjateľná batéria
Nieładowna bateria

SMT-C14033 (High Power)

Nenabíjecí baterie
Nenabíjateľná batéria
Nieładowna bateria

Elektrody Elektrody Elektrody



SMT-C2001

Předem zapojené univerzální elektrody
Predpripojené univerzálne elektrody
Wstępnie podłączone elektrody uniwersalne

SMT-C2002 (FACE TO FACE)

Předem zapojené univerzální elektrody face-to-face
Predpripojené univerzálne elektrody tvárou v tvář
Wstępnie podłączone elektrody uniwersalne face-to-face



Před odpojením baterie se ujistěte, zda je zařízení alespoň 5 sekund vypnuté.
Pred odpojením batérie sa uistite, či pomôcka je vypnutá na 5 sekúnd.
Przed odłączeniem baterii upewnić się, że urządzenie jest wyłączone od 5 sekund.




Podrobnější informace vždy najdete v příslušném návodu k použití a v pokynech na obalu.
Podrobné informácie nájdete v príslušnom návode na použitie a v pokynoch na obale.
Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznać się z podręcznikiem użytkownika oraz instrukcjami umieszczonymi na opakowaniu urządzenia

Modul Q-CPR SMT-C14034 Modul Q-CPR SMT-C14034 Q-CPR Module SMT-C14034

Blikající LED dioda: Vyhledávání signálu Bluetooth.
Svítilící LED dioda: LED DIODA Je aktivní připojení Bluetooth.

Blikajúca LED: Vyhľadavanie signálu Bluetooth.
LED zapnutá: Bluetooth pripojenie aktívne

Migająca kontrolka LED: Wyszukiwanie sygnału Bluetooth.
Kontrola LED świeci się: Połączenie Bluetooth aktywne



Startovací klíč

Kláves zapnutia

Czujnik ucisku

Externí zařízení dokáže měřit hloubku a frekvenci prováděných stlačení a odesílat zpětnou vazbu do zařízení **SMARTY SaverPlus** přes Bluetooth.

- Modul zapnete bočním startovacím klíčem.
- Po dobu CPR jej umístíte na hrudník pacienta.
- Provádějte stlačování a kontrolujte přítom připojení sledováním škály LED diod na klávesnici zařízení a s pomocí hlasových pokynů AED.

Externé zariadenie schopné merať hĺbku a frekvenciu vykonaných stlačení a odoslať túto spätnú väzbu do pomôcky **SMARTY SaverPlus** cez Bluetooth.

- Zapnite modul posunutím bočného klávesu zapnutia.
- Položte ho na hrud' pacienta v čase CPR
- Vykonajte stlačenia, pričom skontrolujte, či sú pripojené použitím lišty LED na klávesnici pomôcky a pomocou hlasových pokynov pomôcky AED

Zewnętrzne urządzenie do pomiaru głębokości i częstotliwości wykonywanych ucisków i wysyłania tych informacji do urządzenia **SMARTY SaverPlus** przez Bluetooth.

- Włączyć moduł, naciskając boczny czujnik ucisku
- Umieścić go na klatce piersiowej pacjenta podczas CPR
- Wykonać uciśnięcia, sprawdzając, czy są podłączone, korzystając z paska LED na klawiaturze urządzenia i instrukcji głosowych AED

Veškeré další informace ohledně externího snímače Q-CPR najdete ve specifickém návodu k použití.

Všetky ostatné informácie týkajúce sa externého snímača Q-CPR nájdete v špecifickom návode na použitie.

Pozostałe informacje dotyczące zewnętrznego czujnika Q-CPR znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Každý modul Q-CPR lze připojit pouze ke specifickému AED; jedinečné párování mezi modulem Q-CPR a AED je nakonfigurováno ve výrobním zařízení společnosti A.M.I Italia S.r.l.

Každý modul Q-CPR sa môže pripojiť iba k špecifickému defibrilátoru AED; jedinečné párovanie medzi modulem Q-CPR a AED je nakonfigurované vo výrobnom sídle spoločnosti A.M.I Italia S.r.l.

Každý modul Q-CPR można podłączyć tylko do określonego defibrylatora AED; unikalne parowanie między modulem Q-CPR a defibrylatorem AED jest konfigurowane w fabryce A.M.I Italia S.r.l.



Děkujeme, že jste si vybrali defibrilátor A.M.I. Italia S.r.l. řady **SMARTY Saver!**

Pro správné používání zařízení je nezbytné si před jeho použitím **pečlivě přečíst příslušný návod k použití (ke stažení na stránce www.amiitalia.com) a tento návod k obsluze**. Pro zajištění správné a rychlé sledovatelnosti produktu a pro získání informací o všech uplatněných aktualizacích prosíme uživatele, aby **zařízení zaregistroval** v příslušné části našich webových stránek www.amiitalia.com

Děkujeme, že jste si vybrali A.M.I. Italia S.r.l. **SMARTY Saver Series** defibrilátor!

Pro správné používání pomůcky je potřebné si před použitím **pozorně přečíst příslušný návod na použití (dá se stáhnout z www.amiitalia.com) a tuto uživatelskou příručku**. Aby se zabezpečila správná a rychlá sledovatelnost výrobku a aby ste dostávali informace o všech implementovaných aktualizacích, od uživatele se požaduje **zaregistrovat pomůcku** v příslušné sekci na našem webovém sídle www.amiitalia.com

Dziękujemy za wybranie defibrylatora firmy A.M.I. Italia S.r.l. z serii **SMARTY Saver!**

Aby prawidłowo posługiwać się urządzeniem, należy najpierw **uważnie przeczytać instrukcję obsługi (do pobrania ze strony www.amiitalia.com) oraz podręcznik użytkownika**. W celu zapewnienia prawidłowej i szybkiej identyfikowalności produktu oraz otrzymywania informacji o wprowadzanych aktualizacjach, użytkownik ma obowiązek **zarejestrować urządzenie** na naszej stronie internetowej www.amiitalia.com



Naskenováním zde získáte přístup k úplnému návodu k použití defibrilátoru A.M.I. Italia S.r.l. řady **SMARTY Saver!**

Naskenujte tu na sprístupnenie kompletného návodu na použitie A.M.I. Italia S.r.l. **SMARTY Saver Series** defibrilátora!

Zeskanuj kod QR aby pobrać pełną instrukcję obsługi defibrylatora **serii SMARTY Saver** firmy A.M.I. Italia!

A.M.I Italia S.r.l.

**SÍDLO
REGISTROVANÉ SÍDLO
SIEDZIBA SPÓŁKI**

Viale Campi Flegrei n.55
80124 Napoli (NA) Italy

**VÝROBA
VÝROBA
ZAKŁAD PRODUKCYJNY**

Via San Francesco a Patria snc
Località Ponte Riccio Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA) Italy

**VÝROBA, PRODEJ, VÝZKUM A VÝVOJ
VÝROBNÉ, OBCHODNÉ, V&V ODDELENIE
DZIAŁ PRODUKCJI, HANDLU, BADAŃ I
ROZWOJU**

Via Cupa Reginella, 15/A
80010 Quarto (NA) Italy

info@amiitalia.com - www.amiitalia.com
Tel: +39 081/806.34.75 - +39 081/806.05.74



www.linkedin.com/company/ami-italia/
www.facebook.com/AMI.Italia.medical
www.instagram.com/ami_italia/?hl=it

SMARTY[®]
SAVERPLUS

WITHIN
EVERYONE'S
REACH

